

Сравнительная таблица магнитотерапия

Наименование прибора	Значение магнитной индукции	Частота следования импульсов	Длительность импульса	Количество программ	Размер	Масса	Производитель	Страна сборки	Гарантия	Комплектация	Преимущества	Рекомендуем приобрести вместе
Алмаг 01	20±6 мТл	6 Гц	1,5-2,5 мс	1	13,7х6х4,5 см	620 г	Елатомский приборный завод	Россия, Рязань	3 года	прибор, индикатор магнитного поля, эластичный бинт, инструкция	глубина проникновения до 8 см, 4 катушки, индикатор магнитного поля, отключение через 20±2 минуты	книга "магнитотерапия", крем "суставный доктор", карипаин
Алмаг +	1) 20±6 мТл 2) 8±2 мТл 3) 6±2 мТл	6,25 Гц	-	3	блок управления 14,2х7,5х3,5 см; излучатель 8,9х8,8х1,8 см	-	Елатомский приборный завод	Россия, Рязань	1 год	прибор, крепление для линейки, ремень 2 шт., индикатор магнитного поля, инструкция	три режима работы, возможность воздействия на парные органы, отключение через 20±1 минуты, поле бегущее импульсное + неподвижное	книга "магнитотерапия", крем "суставный доктор", карипаин
Маг 30	30±9 мТл	-	-	1	11,7х8х5,5 см	600 г	Елатомский приборный завод	Россия, Рязань	2 года	прибор, индикатор магнитного поля, инструкция	компактность, индикатор магнитного поля	книга "магнитотерапия", крем "суставный доктор", карипаин
Фея УТЛ-01	-	-	-	3	9,5х8,5х6,5 см	320 г	Елатомский приборный завод	Россия, Рязань	2 года	прибор, держатель нагревательного элемента, инструкция	для лечения лор-заболеваний	песочные часы
Мультилор (вариант 3)	5 мТл	для носа 870 Гц; для уха 435 Гц	-	3	11,9х9,5х6 см	500 г	Елатомский приборный завод	Россия, Рязань	1 год	прибор, источник питания, нагревательный элемент на область носа + держатель, облучатель, насадка на полость уха 2 шт., насадка на полости носа 2 шт., инструкция	три методики воздействия: тепловое, импульсное световое, магнитное; для лечения лор-заболеваний	песочные часы
Диамат	8-10 мТл	7-30 Гц	1-15 имп/с	4	аппарат 21х17х7,5 см; линейка для излучения 30х5х3 см	1300 г	Елатомский приборный завод	Россия, Рязань	1 год	блок управления, излучатель (2 шт.), ремешок (2 шт.), индикатор магнитного поля, инструкция	для физиотерапии низкочастотным низкоинтенсивным импульсным магнитным полем заболеваний головного мозга	книга "магнитотерапия", крем "суставный доктор", карипаин
Алмаг 02 исп. 2	2-45 мТл	-	1-100 имп/с	79	блок питания и управления 24х30х11,4 см, основной излучатель 54х40х18 см	блок 3000 г, излучатель 3000 г	Елатомский приборный завод	Россия, Рязань	2 года	блок, основной излучатель, линейка излучающая гибкая, индикатор магнитного поля, локальный излучатель, ремешок, ручка (2 шт.), штатив (2шт.), ключ шестигранный изогнутый, крючок, крепление катушечной группы, инструкция	имеет 3 излучателя - основной, локальный и гибкая линейка; глубина проникновения до 20 см, возможность лечения всего организма	книга "магнитотерапия", крем "суставный доктор", карипаин
Аппарат Амнп-01	1) 10±2,5 мТл 2) 30±7,5 мТл	-	-	2	14,8х11,4х4,5 см	900 г	Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова	Россия, Нижний Новгород	1 год	прибор, фиксирующие ремни 2 шт, индикатор магнитного поля, инструкция	компактный, имеет режимы работы	книга "магнитотерапия", крем "суставный доктор", карипаин

Ортомаг	20 мТл	6±1,2 Гц	3 мс	1	78 см	1100 г	Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова	Россия, Нижний Новгород	1 год	прибор, инструкция	шесть индукционных катушек, боковые крепления для фиксации катушек	книга "магнитотерапия", крем "суставный доктор", карипаин
Аппарат АМнп 02	55±10 мТл	-	-	1	7x13,5x2,5 см	750 г	ООО "Солнышко"	Россия, Нижний Новгород	1 год	прибор, индикатор магнитного поля, фиксирующий ремень, шнур питания, блок питания, инструкция	компактный	книга "магнитотерапия", крем "суставный доктор", карипаин
Магнитер АМТ-02	10-30 мТл	-	-	4	24,2x9,2x4,7 см	800 г	Научно-производственное предприятие "Полет"	Россия, Нижний Новгород	1 год	магнитер, индикатор магнитного поля, шнур электропитания, инструкция	регулируемая интенсивность магнитного поля, компактный	книга "магнитотерапия", крем "суставный доктор", карипаин
Аппарат АМТ 01	30±9 мТл	-	-	1	10,5x7x3,5 см	600 г	ОАО "Амкодор-Белвар"	Беларусь	1 год	аппарат, индикатор магнитного поля, инструкция	компактный	книга "магнитотерапия", крем "суставный доктор", карипаин
Ретон Форте	2,5 мТл	50 Гц	-	3	-	500 г	НПО Ретон	Россия, Томск	1 год	аппарат, инструкция	три вида воздействия	книга "магнитотерапия", крем "суставный доктор", карипаин
Витязь	не менее 40 мТл	12500 Гц	40 мкс	5	26x6x6,4 см	1000 г	ОАО "Витязь"	Беларусь	1 год	аппарат, очки, 3 насадки, инструкция	включает в себя магнитное, лазерное и ИК-излучение + оснащен методом комбинированной светотерапии -пульсирующим красным и синим цветом	книга "магнитотерапия", крем "суставный доктор", карипаин